

# Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Stöd och vägledning  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
Dokumentnamn: Ep-larm  
Utfärdad: 2009-09-08  
Reviderad: 2018-10-15  
Dnr Än: 2017-261  
Dnr SON: 2017-201

# Ep-larm

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

## Säkerhet vid användning

- EP-larm för rörelsereaktion:
  - Om larmet är felaktigt placerat kan det ge falska larm eller inte larma alls. Se bruksanvisning angående upphängning/placering/inställning.
- EP-larm för fuktreaktion:
  - Se bruksanvisning för rätt placering i sängen.

## Underhåll av hjälpmedel

- Testa larmet minst en gång varje vecka.
- Om larmet ej utlöses, kontrollera batterier, inställning och upphängning.
- Batteribyte ska ske vid behov.